



**coltosol<sup>®</sup> F**

*Massa per otturazione provvisoria*



**Economico ed affidabile**

**coltène**   
**whaledent<sup>®</sup>**

# coltosol® F

## Applicazione semplice, risultato affidabile

### Applicazione semplice

- Consistenza cremosa per un adattamento semplice all'interno della cavità
- Buona ritenzione nella cavità
- Nessuna miscelazione, nessuno spreco di materiale
- Indurimento semplice tramite l'azione della saliva
- Rimozione semplice
- Lunga shelf life

### Sicurezza affidabile

- Rilascio di fluoro
- Opaco ai raggi-x
- Perfetta chiusura marginale
- Senza eugenolo, nessun effetto sulla polimerizzazione dei compositi
- Durezza ideale della superficie per otturazioni provvisorie nei posteriori così come nella chiusura dei canali radicolari

### La scelta è vostra

La quantità necessaria di Coltosol F viene dosata sia con la siringa o prelevata direttamente dal flacone con uno strumento. Veloce, semplice e pulito.



### Applicazione istantanea

Dopo aver arrotolato con le dita la quantità di Coltosol F prelevata, premerla semplicemente all'interno della cavità.



### Semplice rimozione

Coltosol F può essere rimosso facilmente in grossi pezzi utilizzando una fresa o un escavatore senza lasciare residui.

## Notevole risparmio economico



### Informazioni per ordini:

Coltosol F in siringhe:

**5930 Coltosol F**

5 siringhe da 8 g

Coltosol F in flacone:

**5906 Coltosol F Single Pack**

1 flacone da 38 g

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Switzerland  
Tel. +41 (0)71 757 53 00  
Fax +41 (0)71 757 53 01  
office@coltenewhaledent.ch

**Coltène/Whaledent Inc.**  
750 Corporate Drive  
Mahwah, New Jersey 07430/USA  
Tel. +1 201 512 8000  
Fax +1 201 529 2103  
productinfo@coltenewhaledent.com

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9002



**NOVAXA SpA** - Via Aquileja, 49 - 20092 Cinisello B. (MI)  
Tel. 02 618651 Fax 02 66012921 n. verde 800 824033  
vendite@novaxa.it Internet: www.novaxa.it

**coltène**  
**whaledent®**

Coltène/Whaledent Internet:  
www.coltenewhaledent.com