

PLASTOR

Dal **1947** il cemento
più venduto in Italia e nel mondo



+ di **100** Milioni di applicazioni
nessuna reazione collaterale o indesiderata

Usato da **3** generazioni di dentisti..

Perché cambiare?

Cemento provvisorio in barrette pronte all'uso



I prodotti migliori

+ di **100** **Milioni**
nessuna reazione con

1947



PLAS

PLASTOR si applica, **senza che occorra asciugare la cavità del dente**, come otturazione provvisoria di una cavità, otturazione temporanea sopra a medicazioni (terapia della pulpite - devitalizzazione pulpare) e durante i trattamenti endodontici che richiedano più sedute.

PLASTOR **indurisce rapidamente a contatto con la saliva**, non si disgrega, resiste alla masticazione, si applica e si toglie con molta facilità, **non è conduttore di calore impedendo così stimoli termici sulla polpa.**

PRORIETA': PLASTOR è neutro e non si altera con le abituali medicazioni. Tutti i componenti sono ben tollerati dalla polpa e dalle mucose. PLASTOR **chiude ermeticamente la cavità, aderisce perfettamente alle pareti impedendo infiltrazioni.**

PLASTOR permette di applicare ogni tipo di medicazioni senza che queste fuoriescano.

si durano nel tempo

oni di applicazioni
laterale o indesiderata

STOR

oggi



PLASTOR



GHIMAS



Via Cimarosa, 85
40033 Casalecchio di Reno (BO) Italia
Tel. ++ 39 051 575353 - Fax. ++ 39 051 575568
E-Mail: info@ghimas.it
www.ghimas.com