



Prodotti in cotone
by ROEKO

Assorbenza costante nel tempo



- qualità superiore
- soluzioni intelligenti
- semplici da utilizzare



Prodotti in cotone

by ROEKO – un nome – esperienza di lunga data – grande know-how

I prodotti in cotone sono utilizzati quotidianamente negli studi dentistici, ma spesso nessuno li nota. Tuttavia, notevole know-how tecnico. I prodotti in cotone ROEKO si distinguono per l'ottima qualità dei materiali e dell'elaborazione e senza intoppi.



Luna Gold

la differenza si vede e si sente

Luna Gold è dotato di uno strato esterno in tessuto speciale che non irrita la pelle e impedisce che le fibre entrino direttamente a contatto con la mucosa del paziente. Non è quindi necessario inumidire *Luna Gold* prima di rimuoverlo e non c'è alcun pericolo di infiammazioni delle mucose. La qualità superiore di *Luna Gold* è riconoscibile a colpo d'occhio – la striscia dorata lo distingue dai rulli di cotone tradizionali.

Per un uso regolare, consigliamo

Luna – assorbenza costante nel tempo e indeformabilità

Dispenser di rulli salivari

Grazie al *Dispenser* ROEKO è possibile tenere sempre a portata di mano i rulli salivari e al tempo stesso proteggerli igienicamente da polvere e spruzzi.

Roll-o-mat

Un sistema semplice e geniale: è sufficiente una lieve pressione sul coperchio per far fuoriuscire un solo rullo salivare dal dispenser, che si ferma sull'apposito supporto.



Luna for kids

ideato per bambini

I rulli di salivari di dimensioni normali sono spesso difficili da collocare nelle bocche dei bambini e la pressione esercitata da rulli troppo grossi può risultare molto fastidiosa. Il rullo salivare in cotone per bambini *Luna for kids* ha le stesse caratteristiche di indeformabilità del normale rullo salivare *Luna*, ma è molto più corto. Nelle bocche più piccole, si crea così spazio sufficiente per il lavoro del dentista. Il rullo salivare è estremamente assorbente, quindi è possibile evitare le sostituzioni frequenti e fastidiose. I trattamenti di profilassi e le otturazioni possono essere eseguiti più velocemente.

I rulli di cotone ROEKO sono sbiancati senza l'ausilio di cloro e confezionati in sacchetti di plastica a chiusura ermetica che li proteggono da polvere e umidità.

Lunamat

Lunamat è dotato di un cassetto nel quale sono sempre a disposizione 2-3 rulli salivari pronti per l'uso.



Parotisroll

Per svariati usi - con asticella elastica integrata

Grazie all'asticella elastica integrata *Parotisroll* è un rotolo di cotone unico nel proprio genere. L'asticella integrata produce la tensione che consente a *Parotisroll* di fessarsi automaticamente. La pressione esercitata sulla ghiandola parotide riduce il flusso salivare. Applicato nella zona buccale, linguale o labiale tiene aperta la bocca e tiene lontane lingua e labbra. *Parotisroll* crea così una zona asciutta dove poter lavorare in modo ottimale e senza problemi.

Parotisroll anatomic

by Dr. Hannelore Oberschachtsiek

Parotisroll anatomic è il *Parotisroll* con estremità appiattite. Le estremità appiattite facilitano l'applicazione del rotolo di cotone e riducono nel paziente la sensazione prodotta dal corpo estraneo. Nei punti critici per lo stimolo al vomito questo rotolo di cotone esercita una pressione minore di quella dei comuni rotoli di cotone. Il trattamento di pazienti sensibili con forte stimolo al vomito risulta notevolmente facilitato.


Parotimat

Per la conservazione igienica di 50 *Parotisroll* comodamente estraibili singolarmente.



How tecnico – certezza assoluta della qualità

La realizzazione di prodotti in cotone affidabili, di qualità elevata e dei relativi accessori richiede un'attenta lavorazione, qualità che paga nell'attività quotidiana, poiché consente di lavorare con maggior efficacia



Etching Pellets

Le palline cilindriche, di cotone pressato, sono ideali per l'impiego con gel e paste mordenzanti.

Palline di cotone

Le *palline di cotone* ROEKO sono particolarmente morbide ed assorbenti, il mezzo ideale per asciugare cavità o applicare medicazioni. La produzione completamente automatica garantisce uniformità di forma e dimensioni offrendo grande affidabilità.



Comprecap

I cappucci per compressione *Comprecap* sono un ausilio semplice ma intelligente per la preparazione dell'impronta. Bloccano il sanguinamento in modo naturale, tramite compressione e asciugano i monconi.

Comprecap anatomic

Grazie alla forma semiellittica, i cappucci *Comprecap anatomic* si adattano perfettamente all'anatomia dell'arcata dentaria.

Dispenser di palline di cotone

Grazie al *Dispenser* ROEKO è possibile tenere sempre a portata di mano le palline di cotone e al tempo stesso proteggerle igienicamente da polvere e spruzzi. La stabilità del design e la facilità di apertura del coperchio consentono di estrarre le palline di cotone con una sola mano. Le barre arrotondate del piano da cui vengono prelevate le palline impediscono che queste vengano schiacciate, come accade in caso di superfici a griglia.

Solomat

un sistema estremamente pratico!

La pressione della molla spinge le palline dal basso verso l'alto singolarmente e senza deformarle.



Solomat-N

per prelevare singolarmente palline di cotone, palline per mordenzatura ed in materiale spugnoso

Dispenser in plastica sterilizzabile in autoclave con sistema di ricarica. Le palline di cotone vengono spinte in superficie manualmente.



Solomat-Click

il dispenser ben studiato

Solomat-Click è composto da una base, un contenitore con ricambi e un coperchio. Le 3 parti si assemblano a incastro ed è possibile sostituire solo la ricarica (Refill). La base in acciaio inossidabile conferisce al dispenser la necessaria stabilità.






Codici per ordinare

	Contenuto	REF
Luna	300 g	
	# 1	100 001
	# 2	100 002
	# 3	100 003
	# 4	100 004
	1000 pz.	
	# 1	104 001
	# 2	104 002
	# 3	104 003
Luna for kids	200 pz.	
	# 2	100 032
Luna Gold	300g	
	# 1	109 121
	# 2	109 122
	# 3	109 123
	1000 pz.	
	# 1	109 101
	# 2	109 102
	# 3	109 103
Roll-o-mat	1 pz.	
Plastica bianca		120 004
134 x 100 x 48 mm		
Acciaio al nichel cromo		120 005
134 x 100 x 43,5 mm		
Utilizzabile per rulli di cotone di dimensioni 1-3, lunghezza standard (36 - 40 mm)		
Non adatto per <i>Luna for kids</i> .		
Lunamat	1 pz.	
Plastica bianca		120 000
52 x 106 x 100 mm		
Utilizzabile per rulli di cotone di dimensioni 1-4, lunghezza standard (36 - 40 mm) e per <i>Luna for kids</i> .		
Parotisroll	∅ L 100 pz.	
# 1	9 mm 80 mm	160 001
# 2	10 mm 80 mm	160 002
# 3	10 mm 100 mm	160 003
# 5	8 mm 100 mm	160 005
anatomic	10 mm 100 mm 50 pz.	160 013
Parotimat	1 pz.	
11,2 x 10,3 x 8,2 cm		162 100
Palline di cotone	∅	
# 000	3,0 mm 1,5 g	210 000
# 00	4,0 mm 4,0 g	210 100
# 0	4,8 mm 4,0 g	210 110
# 1	6,3 mm 10,0 g	210 111
# 2	7,6 mm 10,0 g	210 112

www.coltenewhaledent.com
© 2007 Coltène/Whaledent



Indirizzo in Italia:
Rilat & C.S.r.l.
Via L. Tarino nr. 6
10124 Torino TO
Tel. 011-8391389
Fax 011-8390153

	∅	Contenuto	REF
Etching Pellets			
Small	2 mm	10,0 g	230 001
Medium	3 mm	10,0 g	230 002
Large	4 mm	10,0 g	230 003
Solomat			
# 000		1 pz.	221 000
# 00			221 100
# 0			221 110
# 1			221 111
# 2			221 112
Il dispenser viene fornito <u>senza</u> palline di cotone			
Solomat-Click			
# 000		1 pz.	224 000
# 00			224 100
# 0			224 110
# 1			224 111
Il dispenser viene fornito <u>con</u> palline di cotone			
Refills			
# 000		3 pz.	214 000
# 00			214 100
# 00			214 110
# 1			214 111
Solomat-N			
# 000		1 pz.	223 000
# 00			223 100
# 0			223 110
# 1			223 111
# 2			223 112
Il dispenser viene fornito <u>con</u> palline di cotone			
Refills			
# 000		6 pz.	213 000
# 00			213 100
# 0			213 110
# 1			213 111
# 2			213 112
Comprecap			
#1		120 pz.	530 008
#1		600 pz.	531 008
#3		120 pz.	530 010
#3		600 pz.	531 010
#5		60 pz.	530 014
#5		400 pz.	531 014
Set (#1/3/5)		150 pz.	530 000
Comprecap anatomic			
#1		120 pz.	531 201
#3		120 pz.	531 203
#5		60 pz.	531 205
Set (#1/3/5)		120 pz.	531 299

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
productinfo@coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent